

**Q7** VET

Mobile Diagnostik im handlichen Format



**esaote** VET  
HEALTH WITH CARE

# Mobile Diagnostik im handlichen Format

Das kabellose Ultraschallsystem Q7 VET bietet Ihnen ein Höchstmaß an Mobilität und Komfort.

Dank seiner kompakten Größe lässt es sich leicht in der Tasche mitnehmen und ist somit ideal für den mobilen Einsatz – ob in der Praxis, auf der Weide oder im Stall.

Erschwinglich und benutzerfreundlich liefert das Q7 VET verlässliche Bildergebnisse und erweitert Ihre diagnostischen Möglichkeiten.



## **EINHÄNDIGE BEDIENUNG**

- Eine Basiseinheit mit auswechselbaren Sondaufsätzen.
- Extrem leicht, ergonomisch und wasserdicht.
- 160g, 150 x 40 x 25 mm.



## **STABILE DRAHTLOSE VERBINDUNG**

- Vollständige Kompatibilität mit Geräten und Betriebssystemen.
- Android®, Windows®, iOS®.
- PC, Tablet, Mobiltelefon



## **JEDERZEIT EINSATZBEREIT**

- Schnellstart, weniger als 5 Sek.
- Akku mit langer Laufzeit (bis zu 4 Stunden).





## **ABGESTIMMT AUF DIE VETERINÄRDIAGNOSTIK**

- Spezieller veterinärmedizinischer Workflow.
- Feinabgestimmte Voreinstellungen für Tierarten und Anwendungen

# Perfekte Bilder mit einem Fingertipp

Dank seines modularen Konzepts lässt sich das Q7 VET einfach an viele Ultraschalluntersuchungen und klinische Anwendungen anpassen, indem lediglich der Schallkopf am Basisgerät gewechselt wird.

Um Ihren Workflow zu verbessern und noch mehr Zeit zu sparen, informieren Sie sich über den heart&ABS Dual-Use-Schallkopf, der für Routineuntersuchungen des Herzens und des Abdomens konzipiert ist.





esaote VET

160000540 Ver.02 DE



Youkey, 6th F, Block B, No. 1 Building, B1 Area, Hantian Tech City, Nanhai District, Foshan City, Guangdong, China

Import und Vertrieb durch Esaote S.p.A. - alleinige Gesellschafterin

Via Enrico Melen 77, 16152 Genua, ITALIEN, Tel. +39 010 6547 1, Fax +39 010 6547 275,  
info@esaote.com - www.esaote.com

Esaote Biomedica Deutschland GmbH - Max-Planck-Str. 27a, 50858 Köln,  
Tel. +49 (0)2234 6885600, Fax +49 (0)2234 9679628, info.germany@esaote.com

Android® ist eine eingetragene Marke von Google. Windows® ist ein registriertes Warenzeichen der Microsoft Corporation. IOS® ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet. Technologien und Leistungsmerkmale sind system-/konfigurationsabhängig. Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Informationen können sich auf Produkte oder Modalitäten beziehen, die noch nicht in allen Ländern zugelassen sind. Abbildungen von Produkten dienen lediglich Illustrationszwecken. Weitere Details erhalten Sie von Ihrem Esaote Verkaufsberater.

Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen

