

# MyLab™ WOLF

Instinto avanzado



**esaote** VET  
HEALTH WITH CARE



# Instinto avanzado

En la naturaleza, el lobo se mueve con un propósito: impulsado por el instinto, guiado por la percepción y atento a las señales más leves que le rodean. MyLab™Wolf aporta esa misma inteligencia instintiva a la ecografía veterinaria, transformando la forma de detectar, decidir y cuidar.

Un diseño que responde de la forma intuitiva en que usted lo hace, y ofrece imágenes nítidas e inmediatas y una interacción fluida, captando los detalles importantes en cuanto se manifiestan.

Con su diseño fácil de usar y su sólida funcionalidad, MyLab™Wolf es su mejor aliado para proporcionar un cuidado excepcional a todos los animales, desde las mascotas domésticas hasta las especies exóticas. Al igual que el lobo, MyLab™Wolf no titubea. Percibe. Actúa. Lidera.

Confíe en su instinto y confíe en su MyLab™Wolf.



**UNA EXPERIENCIA DE  
USO INNOVADORA**



**FUNCIONES  
BASADAS EN IA**



**VERSATILIDAD Y  
RENDIMIENTO**



**TECNOLOGÍA DE  
SONDAS XCRYSTAL**



**DISEÑO PARA  
VETERINARIOS**





### **MONITOR OPTI-LIGHT BARCO DE 24 PULGADAS\***

La última tecnología en monitores LCD garantiza un realce de detalles superior y presenta el modo de pantalla completa con retroiluminación Opti-Light, que ofrece iluminación en tiempo real.



### **AMPLIA PANTALLA TÁCTIL DE 13,3"**

Amplia pantalla táctil multifunción en forma de tableta que ofrece una facilidad de uso inigualable.



### **TECLADO ESTÁNDAR O LIMPIABLE**

Una sola plataforma con dos interfaces diferentes para adaptarse a la perfección a su estilo de trabajo.



### **COMPATIBILIDAD CON BATERÍA\***

Arranque rápido y más de una hora de exploración con un rendimiento inigualable con el sistema desconectado.



### **5 CONECTORES ACTIVOS**

Conectores de transductores 5+1, para el cambio inmediato de la sonda en aplicaciones clínicas dinámicas.



### **BRAZO ARTICULADO**

Diseño completamente articulado con inclinación y giro en cualquier dirección, una garantía de comodidad y facilidad de manejo.



### **SOPORTES PARA CALENTADOR DE GEL\* Y SONDA MODULARES**

Configuración de sondas totalmente personalizable según cada necesidad.



### **3 AÑOS DE GARANTÍA\*\***


Una protección fundamental para garantizar el funcionamiento de su inversión.

\*Opcional

\*\*Las condiciones para la cobertura de asistencia pueden variar en función del país en el que se encuentre.

# Instintivamente en control

Con inicio rápido, flujos de trabajo asistidos por inteligencia artificial e informes intuitivos, MyLab™Wolf responde a su instinto clínico con velocidad, precisión e inteligencia, lo que le permite ofrecer un diagnóstico más rápido y cuidar de forma más inteligente en cada paso del proceso.



## INICIO RÁPIDO

Selección de sondas con amplia gama de preajustes optimizados, para empezar a explorar al instante.



## OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA

El modo B adaptativo y las herramientas de color, como eScan y eDoppler, proporcionan imágenes nítidas en cualquier situación, incluso en exámenes complejos.



## GESTIÓN ASISTIDA

Con easyMode y easyColor, se pueden gestionar las preconfiguraciones en cuestión de segundos.



## FLUJO DE TRABAJO BASADO EN IA

Las herramientas de IA\*, con tecnología Augmented Insight™, actúan como un asistente que hace su rutina diaria más eficaz y productiva.



## INTERFAZ PERSONALIZABLE

Interfaz modular y personalizable, que incluyen anotaciones, mediciones y métodos abreviados, permiten rediseñar las zonas para mejorar la experiencia.



## MYLIBRARY VET

Permite realizar exploraciones en tiempo real con acceso directo a guías de imágenes, combinadas con vistas previas y referencias anatómicas, en la misma interfaz.



## FACILIDAD DE SEGUIMIENTO

Con Multimodality & Follow Up, una herramienta sencilla para diagnosticar con más rapidez, es posible comparar fácilmente múltiples exámenes adquiridos con modalidades diferentes.



## INFORMES FLEXIBLES Y REMOTOS

Mediciones y anotaciones personalizables añadidas automáticamente a los informes, incluso de forma remota desde su portátil con MyLab™DeskVET.

# Defina su experiencia

Con su innovador diseño, MyLab™Wolf ofrece la posibilidad de elegir entre un panel de control personalizable y una interfaz fácil de limpiar, lo que garantiza una experiencia de uso excepcional adaptada a cualquier entorno clínico.

- ✓ Teclado minimalista
- ✓ Experiencia de escritura cómoda
- ✓ Solución convencional



- ✓ Diseño innovador
- ✓ Fácil de limpiar
- ✓ Diseñado para durar
- ✓ Resistente a sustancias corrosivas
- ✓ Panel táctil inteligente y cómodo




# Exploración inteligente de precisión basada en inteligencia artificial

Al igual que un lobo confía en su aguda vista y en sus ágiles instintos para realizar maniobras rápidas y precisas, los algoritmos de MyLab™Wolf, basados en la inteligencia artificial, analizan rápidamente los datos de las imágenes con una precisión extraordinaria, lo que permite realizar diagnósticos más rápidos y seguros.

Se incluye un conjunto completo de herramientas sin necesidad de hacer clic, como AutoEF y XStrain™, para agilizar la cuantificación de la función cardíaca.



AutoEF - ofrece un contorno automático del ventrículo izquierdo en 4 y 2 cámaras, para evaluar la fracción de eyección.



XStrain™ - permite realizar la detección con cero clics de los perfiles del borde endocárdico en el ventrículo izquierdo y efectuar la valoración de la deformación del ventrículo derecho.

## Mantenga la excelencia


MyLab™Wolf ofrece una amplia gama de sondas para todas las necesidades clínicas, desde la rutina diaria hasta las expectativas más avanzadas. Para aumentar aún más la amplia selección, las sondas XCrystal maximizan el rendimiento del MyLab™Wolf.



Nuestras nuevas sondas de ultrasonidos ofrecen niveles inigualables de versatilidad y precisión: la sonda mCX 3-12 proporciona una excelente penetración e imágenes detalladas para pacientes de todas las tallas, mientras que la sonda PX 2-9 garantiza una visualización clara para realizar exámenes cardíacos precisos, lo que le proporciona las herramientas para diagnosticar con confianza y facilidad.

# Definición de hasta el más mínimo detalle

El sistema MyLab™Wolf mejora sus capacidades de diagnóstico con una claridad de imagen sin precedentes, lo que le permite detectar incluso los detalles más pequeños, de la misma forma en que un lobo se desplaza con pericia por su entorno. Equipado con funciones de vanguardia como la elastografía, la mejora del contraste por ultrasonidos y las herramientas de microvascularización, MyLab™Wolf ofrece información detallada para realizar evaluaciones más precisas y garantizar que cada animal reciba el máximo nivel de atención.




Canino, corazón - flujo aórtico




Felino, riñón - hidronefrosis




Felino, intestino - vascularización



Canino, hígado - evaluación de la rigidez con ElaXto



Canino, hígado - estudio de vascularización con CnT™



Canino, corazón - flujo mitral con onda pulsada



160000565 Ver.01 ES



**Esaote S.p.A.** - Sociedad unipersonal

Via Enrico Melen 77, 16152 Génova, ITALIA, Tel. +39 010 6547 1, Fax +39 010 6547 275,  
info@esaote.com - www.esaote.com

MyLab™ es una marca comercial de Esaote s.p.a. La tecnología y las funcionalidades varían en función del dispositivo y la configuración. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. La información puede hacer referencia a productos o modalidades que todavía no se han aprobado en todos los países. Las imágenes de los productos sólo tienen fines ilustrativos. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante comercial de Esaote.

Visítenos nuestra  
web para obtener  
más información



Diseño italiano