

**Q7** VET

Votre diagnostic à portée de main, tout terrain



**esaote** VET  
HEALTH WITH CARE

**Q7** VET

# Votre diagnostic à portée de main, tout terrain

Grâce à l'échographe sans fil Q7 VET, vous bénéficiez d'une portabilité et d'une facilité d'utilisation optimales.

Sa taille compacte lui permet d'être facilement transporté dans votre poche, ce qui le rend idéal pour une utilisation sur le terrain, que ce soit dans les cliniques ou dans les fermes.

Grâce à ce dispositif abordable et convivial, vous pouvez définitivement améliorer la prise en charge des animaux et vos capacités de diagnostic.



## UTILISATION D'UNE SEULE MAIN

- Une unité de sonde avec des sondes à tête interchangeable.
- Extrêmement léger, ergonomique et étanche.
- 160 g, 150 x 40 x 25 mm.



## CONNEXION SANS FIL STABLE

- Compatibilité totale avec les dispositifs et les systèmes d'exploitation.
- Android®, Windows®, iOS®.
- PC, Tablette, Téléphone.



## TOUJOURS PRÊT À EXAMINER

- Démarrage rapide, en moins de 5 secondes.
- Batterie longue durée (jusqu'à 4 heures).




## DU COTE DES VÉTÉRINAIRES


- Flux de travail vétérinaire dédié.
- Préréglages précis pour les espèces et les applications.

# La qualité d'image au bout des doigts

Q7 VET s'adapte facilement à de nombreux examens d'échographie et applications cliniques grâce à sa technologie qui vous permet de changer uniquement la tête du transducteur tout en conservant la base.

Pour améliorer les flux de travail et gagner encore plus de temps, découvrez la sonde à double usage heart&ABS, destinée aux examens cardiaques et abdominaux de routine.





esaote VET

160000540 Ver.02 FR



Youkey, 6th F, Block B, No. 1 Building, B1 Area, Hantian Tech City, Nanhai District, Foshan City, Guangdong, China

Importé et distribué par Esaote S.p.A. - société à actionnaire unique

Via Enrico Meloni 77, 16152 Gênes, ITALIE, Tél. +39 010 6547 1, Fax +39 010 6547 275,  
info@esaote.com - www.esaote.com

Esaote Medical SAS - 101 rue Pereire, 78100 Saint-Germain-en-Laye, Tél. +33 1 8204 8900,  
info.france@esaote.com

Android® est une marque déposée de Google. Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation. IOS® est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence. La technologie et les caractéristiques dépendent de l'appareil ou de sa configuration. Les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations peuvent faire référence à des produits ou à des modalités qui n'ont pas encore été approuvés dans tous les pays. Les images des produits sont fournies à titre d'illustration uniquement. Pour plus de détails, veuillez contacter votre représentant commercial Esaote.

Rendez-vous sur  
notre site web pour  
plus d'informations

