

MyLab™ WOLF

Instinct infallible



esaote VET
HEALTH WITH CARE

Instinct infaillible

Dans la nature, le loup se déplace avec détermination, suivant son instinct, guidé par sa perception et attentif aux moindres éléments de son environnement. MyLab™Wolf apporte cette même intelligence instinctive à l'échographie vétérinaire, transformant la façon dont vous détectez, décidez et soignez.

Conçu pour réagir aussi intuitivement que vous, il offre une image nette et immédiate et une interaction fluide, capturant les détails qui comptent, dès l'instant qu'ils se manifestent.

Avec sa conception conviviale et ses fonctionnalités robustes, MyLab™Wolf est votre allié de choix pour prodiguer des soins exceptionnels à tous les animaux, des compagnons domestiques aux espèces exotiques.

Comme le loup, MyLab™Wolf n'hésite pas. Il perçoit. Il agit. Il dirige. Faites confiance à votre instinct et à votre MyLab™Wolf.



**INTERFACE
UTILISATEUR
INNOVANTE**



**FONCTIONS
PILOTEES PAR L'I.A.**



**POLYVALENCE ET
PERFORMANCE**



**TECHNOLOGIE DE
SONDES XCRYSTAL**



**CONÇU POUR LES
VETERINAIRES**





**MONITEUR BARCO*
OPTI-LIGHT 24"**

La technologie la plus récente en matière d'écrans LCD optimise les détails et offre un mode plein écran avec la fonctionnalité de rétroéclairage Opti-Light, pour un éclairage en temps réel.



**ECRAN TACTILE
LARGE DE 13,3"**

Large écran tactile multifonction, type tablette, pour une utilisation aisée.



**CLAVIER STANDARD OU
NETTOYABLE**

Une plateforme, 2 interfaces au choix pour une parfaite adaptation à votre pratique.



SUPPORT DE BATTERIE*

Démarrage rapide et plus d'une heure d'utilisation complète avec le système débranché.



5 CONNECTEURS ACTIFS

5+1 connecteurs de sondes permettent un changement immédiat de la sonde dans les environnements cliniques à fortes cadences.



BRAS ARTICULE

Bras entièrement articulé pouvant être basculé et pivoté dans n'importe quelle direction, pour plus de confort et de convivialité.



**CHAUFFE-GEL* ET
SUPPORTS DE SONDES
MODULAIRES**

Configuration personnalisable de la sonde.



3 ANS DE GARANTIE**


Protection essentielle pour garantir la sécurité et la pérennité de votre investissement.

*En option

**Les conditions de couverture des services peuvent varier selon les pays.

Contrôle instinctif

Du démarrage instantané aux flux de travail assistés par l'I.A. et aux comptes-rendus intuitifs, MyLab™Wolf répond à votre instinct clinique avec rapidité, précision et intelligence, vous permettant de diagnostiquer plus rapidement et de mieux soigner, à chaque étape du processus.



DEMARRAGE RAPIDE

Une seule sonde avec un large éventail de pré-réglages optimisés pour un examen instantané.



OPTIMISATION AUTOMATIQUE

Les outils adaptatifs en B-Mode et couleur, tels que eScan et eDoppler, permettent d'obtenir des images plus détaillées dans toutes les conditions, même lors d'examens difficiles.



GESTION ASSISTEE

easyMode et easyColor permettent d'optimiser les pré-réglages en quelques secondes.



FLUX DE TRAVAIL PILOTE PAR L'I.A.

Les outils basés sur l'I.A.*, alimentés par Augmented Insight™, deviennent votre copilote, ce qui rend votre pratique quotidienne plus efficace et améliore votre productivité.



INTERFACE PERSONNALISABLE

Des interfaces modulables et personnalisables, y compris les annotations, les mesures et les raccourcis, vous permettent de redéfinir les zones d'affichage pour une expérience optimisée.



MYLIBRARY VET

Les bibliothèques vétérinaires intégrées offrent un accès en temps réel à un guide d'imagerie combiné à la prévisualisation de références anatomiques dans la même interface.



RAPPORT ET SUIVI FACILITES

Les fonctions intégrées de reporting permettent de comparer rapidement plusieurs examens, même s'ils ont été acquis dans différentes modalités en utilisant l'outil Multimodality & Follow Up, une solution simple qui vous permet d'établir un diagnostic plus rapidement.



RAPPORT FLEXIBLE ET A DISTANCE

Mesures et annotations personnalisables ajoutées automatiquement aux rapports, même à distance depuis votre ordinateur portable avec MyLab™DeskVET.

Déterminez votre expérience

De par sa conception innovante, MyLab™Wolf offre le choix entre un panneau de contrôle personnalisable et une interface facile à nettoyer, garantissant une excellente expérience utilisateur adaptée à tout environnement clinique.

- ✓ Clavier minimaliste
- ✓ Frappe confortable
- ✓ Solution conventionnelle



- ✓ Design innovant
- ✓ Facile à nettoyer
- ✓ Construction durable
- ✓ Résistant aux agents corrosifs
- ✓ Pavé tactile ergonomique


Examen pertinent avec une précision pilotée par l'I.A.

Tout comme le loup se fie à sa vue perçante et à son instinct agile pour des actions rapides et précises, les algorithmes pilotés par l'I.A. de MyLab™Wolf analysent rapidement les données d'imagerie avec une précision remarquable, permettant des diagnostics plus rapides et plus sûrs.

La suite de fonctionnalités zéro clic, comme AutoEF et XStrain™, permet d'évaluer la quantification de la fonction cardiaque.



AutoEF délivre un contour automatique du ventricule gauche piloté par l'IA, en 4 et 2 cavités, afin d'obtenir une mesure de la fraction d'éjection.



XStrain™ permet de détecter sans clic des bordures de l'endocarde dans le ventricule gauche et d'évaluer la déformation du ventricule droit.

Préserver l'excellence


MyLab™Wolf offre une vaste gamme de sondes pour faire face à tous les besoins cliniques, de la routine quotidienne aux applications les plus avancées. Venant davantage enrichir cette vaste gamme, les sondes XCrystal maximisent les performances de MyLab™Wolf.



Nos nouvelles sondes d'échographie offrent une polyvalence et une précision inégalées : la sonde mCX 3-12 garantit une excellente pénétration et une imagerie détaillée pour les animaux de toutes tailles, tandis que la sonde PX 2-9 assure une visualisation claire pour des examens cardiaques précis, vous permettant de poser vos diagnostics en toute confiance et simplicité.

Soigner chaque détail


MyLab™Wolf améliore vos capacités de diagnostic grâce à une clarté d'imagerie inégalée, vous permettant de détecter les moindres détails, à la manière du loup maîtrisant parfaitement son territoire. Doté de fonctionnalités avancées telles que l'élastographie, l'augmentation du contraste échographique et les fonctions de microvascularisation, MyLab™Wolf offre des perspectives approfondies pour des évaluations plus précises, garantissant à chaque animal des soins de qualité.




Chien, coeur - Débit aortique




Chat, rein - hydronéphrose




Chat, intestin - vascularisation



Chien, foie - évaluation de la rigidité avec ElaXto



Chien, foie - étude de la vascularisation avec CnTI™



Chien, coeur - débit mitral avec PW



160000565 Ver.01 FR



Esaote S.p.A. - société à actionnaire unique

Via Enrico Melen 77, 16152 Gênes, ITALIE, Tél. +39 010 6547 1, Fax +39 010 6547 275,
info@esaote.com - www.esaote.com

Esaote Medical SAS - 101 rue Pereire, 78100 Saint-Germain-en-Laye, Tél. +33 1 8204 8900,
info.france@esaote.com

MyLab™ est une marque d'Esaote s.p.a. La technologie et les caractéristiques dépendent de l'appareil ou de sa configuration. Les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations peuvent faire référence à des produits ou des modalités qui ne sont pas encore approuvés dans tous les pays. Les images des produits sont fournies à titre d'illustration uniquement. Pour plus de détails, veuillez contacter votre représentant commercial Esaote.

Rendez-vous sur
notre site web pour
plus d'informations



Design italien