

MyLab™ WOLF

Advanced Instinct



esaote VET
HEALTH WITH CARE

MyLab™WOLF

Advanced Instinct

In natura, il lupo si muove con uno scopo preciso, guidato dall'istinto, dalla percezione e dalla sintonia con i minimi segnali che lo circondano. MyLab™Wolf porta la stessa intelligenza istintiva nell'ecografia veterinaria, trasformando il modo di esaminare, decidere e curare.

Progettato per rispondere in modo intuitivo come voi, offre immagini nitide e immediate e un'interazione fluida, catturando i dettagli che contano, nel momento in cui appaiono.

Con il suo design intuitivo e le sue solide funzionalità, MyLab™Wolf è il vostro principale alleato per fornire cure eccellenti a qualsiasi paziente, dagli animali domestici alle specie esotiche.

Come il lupo, anche MyLab™Wolf non conosce esitazioni. Rileva. Agisce. Conduce.

Fidatevi del vostro istinto e di MyLab™Wolf.



**USABILITÀ
INNOVATIVA**



**FUNZIONI
BASATE SU A.I.**



**VERSATILITÀ E
PRESTAZIONI**



**SONDE CON
TECNOLOGIA
XCRYSTAL**



**PROGETTATO PER I
VETERINARI**





MONITOR BARCO OPTI-LIGHT DA 24"*

La moderna tecnologia dei monitor LCD assicura una nitidezza dei dettagli di livello superiore e la modalità a schermo intero con Opti-Light retroilluminato consente l'illuminazione in tempo reale.



AMPIO TOUCHSCREEN DA 13,3"

Touchscreen multifunzione a tutto schermo, tipo tablet, per una facilità d'utilizzo senza compromessi.



TASTIERA STANDARD O SANIFICABILE

1 piattaforma, 2 opzioni di interfaccia distinte per adattarsi perfettamente al vostro modo di lavorare.



SUPPORTO BATTERIA*

Avvio rapido e oltre un'ora di scansioni con prestazioni complete a sistema scollegato.



5 CONNETTORI ATTIVI

5+1 connettori per trasduttori per il cambio immediato della sonda nei contesti clinici che richiedono ritmi di lavoro veloci.



BRACCIO ARTICOLATO

Il design completamente articolato, che consente di inclinare e ruotare il sistema in tutte le direzioni, offre comfort e fruibilità.



RISCALDATORE PER GEL* E SUPPORTI PER SONDE MODULARI

Impostazione delle sonde personalizzabile per creare una configurazione unica.



3 ANNI DI GARANZIA**


Protezione essenziale per la sicurezza del tuo investimento.

*Opzionale

**Le condizioni per la copertura di assistenza possono variare a seconda del Paese

Controllo istintivo

Dall'avvio immediato ai flussi di lavoro assistiti da A.I. ai report intuitivi, MyLab™Wolf risponde al vostro istinto clinico con velocità, precisione e intelligenza, consentendovi di formulare le diagnosi più rapidamente e di prestare le cure più appropriate in ogni fase del percorso clinico.



AVVIO RAPIDO

Una sola sonda per una vasta gamma di preimpostazioni ottimizzate, per iniziare subito a lavorare.



OTTIMIZZAZIONE AUTOMATICA

Le modalità B-Mode adattiva e colore, quali eScan ed eDoppler, forniscono immagini più chiare in ogni condizione, anche negli esami più difficili.



GESTIONE ASSISTITA

Con easyMode ed easyColor, potete gestire facilmente le vostre impostazioni predefinite in pochi secondi.



FLUSSO DI LAVORO BASATO SU AI

Gli strumenti guidati da A.I.*, basati su Augmented Insight™, sono il vostro co-pilota che vi consente di migliorare l'efficienza della vostra routine giornaliera e aumentare la produttività.



INTERFACCIA PERSONALIZZABILE

Interfacce modulari personalizzabili, con annotazioni, misurazioni e semplificazioni, vi aiutano a riprogettare le aree di lavoro per ottimizzare l'esperienza.



MYLIBRARY VET

Acquisite scansioni in tempo reale con accesso diretto alla guida per immagini, combinata con l'anteprima in tempo reale e riferimenti anatomici nella stessa interfaccia.



FACILE FOLLOW-UP

Confrontate facilmente più esami acquisiti con modalità diverse utilizzando Multimodality & Follow Up, uno strumento semplice per una diagnosi più rapida.



REFERTAZIONE FLESSIBILE E DA REMOTO

Misure e annotazioni personalizzabili aggiunte automaticamente ai referti, anche da remoto dal portatile con MyLab™Desk VET.

Scegliete la vostra esperienza

Con un design innovativo, MyLab™Wolf permette di scegliere tra un pannello di controllo personalizzabile e un'interfaccia di facile manutenzione per garantire un'esperienza d'uso eccezionale e adattabile a qualsiasi contesto clinico.

- ✓ Tastiera minimal
- ✓ Digitazione confortevole
- ✓ Soluzione convenzionale



- ✓ Design innovativo
- ✓ Facile da pulire
- ✓ Creato per durare nel tempo
- ✓ Resistente agli agenti corrosivi
- ✓ Pannello touch comodo e intelligente


Scansione intelligente con precisione supportata da AI

Proprio come il lupo si affida alla vista acuta e all'istinto per effettuare manovre rapide e precise, gli algoritmi basati su A.I. di MyLab™Wolf analizzano rapidamente i dati delle immagini con notevole accuratezza, consentendo diagnosi più rapide e sicure.

È inclusa una suite completa di strumenti zero-click che facilitano la quantificazione della funzione cardiaca, come AutoEF e XStrain™.



AutoEF - offre la definizione automatica supportata da A.I. dei contorni del ventricolo sinistro in 4 e 2 camere per valutare la frazione di eiezione.



XStrain™ - abilita la rilevazione zero-click dei profili dei bordi endocardici e fornisce la valutazione della contrattilità dei ventricoli destro e sinistro.

L'eccellenza nelle vostre mani


MyLab™Wolf offre una vasta gamma di sonde per tutte le necessità cliniche, dalla routine quotidiana alle esigenze più avanzate. Per aumentare ulteriormente l'ampia scelta, le sonde XCrystal massimizzano le prestazioni di MyLab™Wolf.



Le nostre nuove sonde ecografiche offrono una versatilità e una precisione senza precedenti: la sonda mCX 3-12 fornisce un'eccellente penetrazione e immagini dettagliate per pazienti di tutte le taglie, mentre la sonda PX 2-9 assicura una visualizzazione chiara per esami cardiaci accurati, fornendo gli strumenti necessari per formulare diagnosi semplici e sicure.

Definizione dei dettagli


Il sistema MyLab™Wolf migliora la capacità diagnostica grazie a una impareggiabile chiarezza delle immagini che consente di rilevare anche i minimi dettagli, proprio come il lupo che esplora con perizia il proprio ambiente. Dotato di funzioni all'avanguardia quali elastografia, ecografia con mezzo di contrasto e strumenti per la valutazione della microvascolarizzazione, MyLab™Wolf fornisce informazioni dettagliate per valutazioni più accurate, garantendo che ogni animale riceva il più alto livello di cura possibile.




Cane, cuore – flusso aortico




Felino, rene – idronefrosi




Felino, intestino – vascularizzazione



Cane, fegato – valutazione della rigidità con ElaXto



Cane, fegato – studio della vascularizzazione con CnTI™



Cane, cuore – flusso mitralico con PW



160000565 Ver.01 IT



Esaote S.p.A. - società a socio unico

Via Enrico Melen 77, 16152 Genova, ITALY, Tel. +39 010 6547 1, Fax +39 010 6547 275,
info@esaote.com - www.esaote.com

MyLab™ è un marchio registrato di Esaote s.p.a. La tecnologia e le caratteristiche variano in funzione del dispositivo/della configurazione. Specifiche soggette a variazioni senza preavviso. Le informazioni potrebbero fare riferimento a prodotti o modalità non ancora approvati in tutti i paesi. Le immagini dei prodotti sono a puro scopo informativo. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante locale di Esaote.

Visitate il nostro sito
web per ulteriori
informazioni



Italian design