

**Q7** VET

Handle Your Diagnosis



**esaote** VET  
HEALTH WITH CARE

**Q7** VET

# Handle Your Diagnosis

Il sistema a ultrasuoni wireless Q7 VET offre la massima portabilità e praticità.

Grazie alle dimensioni compatte, il dispositivo può essere portato in tasca ed è ideale per essere utilizzato ovunque, in clinica o sul campo.

Economico e semplice da utilizzare, migliora la capacità diagnostica e i risultati clinici.



## UTILIZZO CON UNA SOLA MANO

- Dispositivo a sonda unica con teste intercambiabili.
- Estremamente leggero, ergonomico e impermeabile.
- 160g, 150 x 40 x 25 mm.



## CONNESSIONE WIRELESS STABILE

- Piena compatibilità con i dispositivi e i sistemi operativi.
- Android®, Windows®, iOS®.
- PC, tablet, telefono.



## SEMPRE PRONTO PER LA SCANSIONE

- Avvio rapido, in meno di 5 secondi.
- Batteria a lunga durata (fino a 4 ore).




## AL FIANCO DEI VETERINARI


- Flusso di lavoro dedicato per veterinaria.
- Preimpostazioni precise per specie e applicazioni.

# Immagini di Qualità a Portata di Mano

Q7 VET è facilmente adattabile a diversi esami ecografici e applicazioni cliniche grazie alla tecnologia intercambiabile, che permette di sostituire solo la testa del trasduttore mantenendo la base.

Per migliorare il flusso di lavoro e risparmiare ancora più tempo, è disponibile la sonda a doppio uso heart&ABS, progettata per gli esami cardiaci e addominali di routine.





esaote VET



Youkey, 6th F, Block B, No. 1 Building, B1 Area, Hantian Tech City, Nanhai District, Foshan City, Guangdong, China

Importato e distribuito da Esaote S.p.A. - società a socio unico

Via Enrico Meloni 77, 16152 Genova, ITALY, Tel. +39 010 6547 1, Fax +39 010 6547 275,  
info@esaote.com - www.esaote.com

Android® è un marchio commerciale registrato di Google. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation. IOS® è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi ed è utilizzato su licenza. La tecnologia e le caratteristiche variano in funzione del dispositivo/della configurazione. Specifiche soggette a variazioni senza preavviso. Le informazioni possono fare riferimento a prodotti o modalità non ancora approvati per l'uso in tutti i paesi. Le immagini del prodotto sono a puro scopo informativo. Per ulteriori informazioni,

Visitate il nostro sito  
web per ulteriori  
informazioni



160000540 Ver.02 IT